

NORIKS PureDry — boxer lavabili per incontinenza

Fino a 300 ml di assorbenza, nucleo a sette strati e membrana impermeabile.

Assorbenza	Fino a 300 ml
Struttura	Strato esterno in fibra di bambù con elastan, nucleo assorbente a 7 strati, membrana impermeabile e traspirante
Certificazione	Oeko-Tex® — senza sostanze nocive
Taglie	S – 8XL in base alla circonferenza dei fianchi
Lavaggio	30 – 40 °C, programma delicato, asciugatura all'aria



NELLA CONFEZIONE

- Boxer secondo il pacchetto scelto

AVVIO RAPIDO

- Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più largo e scegli la taglia dalla tabella.
- Indossali come normale biancheria — il nucleo assorbente è già integrato.
- Sciacquali in acqua fredda prima del lavaggio e lava a 30 – 40 °C, senza ammorbidente.

1. Scelta della taglia

Taglia	Circonferenza fianchi
S	fino a 76 cm
M	77 – 85 cm
L	86 – 94 cm
XL	95 – 102 cm
2XL	103 – 114 cm
3XL	115 – 121 cm
4XL	122 – 129 cm
5XL	130 – 137 cm
6XL	138 – 145 cm
7XL	146 – 153 cm
8XL	154 cm e oltre

Se sei tra due taglie, scegli la maggiore — il nucleo aderisce meglio e l'assorbenza è più affidabile.

2. Prima del primo utilizzo

- Lava i boxer prima del primo utilizzo — il nucleo raggiunge la piena capacità di assorbimento solo dopo il primo lavaggio.
- Non usare l'ammorbidente nemmeno al primo lavaggio: riveste le fibre e riduce l'assorbenza.

3. Uso durante la giornata

- Indossali come normale biancheria — non serve alcun assorbente aggiuntivo.
- In caso di perdite lievi un paio basta di solito per tutta la giornata.
- In caso di perdite più abbondanti prevedi un cambio a metà giornata e porta con te un paio in un sacchetto impermeabile.
- La sensazione di umidità sulla pelle indica che il nucleo è saturo — cambia il paio.



Il nucleo a sette strati resta invisibile sotto i vestiti.



Taglio e aspetto come nella biancheria normale.

4. Lavaggio e cura

- 1 Dopo l'uso sciacqua i boxer in acqua fredda finché l'acqua non resta limpida.
- 2 Lava a 30 – 40 °C con programma delicato, insieme a capi di colori simili.
- 3 Niente ammorbidente né candeggina.
- 4 Asciuga all'aria. Non in asciugatrice e non sul termosifone — la membrana non sopporta le alte temperature.

Con un lavaggio corretto i boxer mantengono la capacità assorbente per centinaia di lavaggi e sostituiscono assorbenti monouso e pannolini.

5. Risoluzione dei problemi

Che cosa succede	Causa	Soluzione
L'assorbenza è diminuita	L'ammorbidente ha chiuso le fibre	Lava due volte senza detersivo a 40 °C; d'ora in poi senza ammorbidente

Che cosa succede	Causa	Soluzione
Si sente umidità sulla pelle	Il nucleo è saturo	Cambia il paio; in caso di perdite più abbondanti prevedi un cambio a metà giornata
Perdite laterali	Taglia troppo grande — il nucleo non aderisce	Prendi la taglia minore
Odore sgradevole dopo il lavaggio	I boxer non sono stati sciacquati prima del lavaggio	Sciacqua sempre in acqua fredda prima della lavatrice; ogni tanto aggiungi mezza tazza di aceto al lavaggio

6. Garanzia, cambio e reso

- 30 giorni per il rimborso — restituisci il prodotto nelle condizioni in cui l'hai ricevuto.
- Cambio taglia gratuito entro 90 giorni. Basta un'e-mail, senza scartoffie.
- Per cambio o reso scrivi a info@noriks.com indicando il numero d'ordine.

NORIKS · Le istruzioni valgono per il prodotto indicato nel titolo di questo documento. Domande e cambio taglia: info@noriks.com · noriks.com/it