

Fascia lombare ortopedica NORIKS

Compressione mirata per la zona lombare e stabilità nei movimenti quotidiani.

Taglie	S/M: circonferenza fianchi 75 – 110 cm · L/XL: 110 – 140 cm
Come indossarli	Circa 2 – 3 ore al giorno
Sotto i vestiti	Sagoma pensata per essere indossata sotto la maggior parte dei capi
Regolazione	Fasce a strappo per una regolazione precisa
Lavaggio	A mano, acqua fredda, asciugatura all'aria



NELLA CONFEZIONE

- 1 fascia lombare ortopedica

AVVIO RAPIDO

1. Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più largo e scegli la taglia.
2. Posiziona la fascia in modo che il bordo inferiore copra l'osso sacro, non la vita.
3. Stringila stando in piedi, fino a sentire un sostegno saldo senza limitare il respiro.

1. Scelta della taglia

Taglia	Circonferenza fianchi
S/M	75 – 110 cm
L/XL	110 – 140 cm

Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più largo, sopra la biancheria. Se sei al confine, prendi la taglia minore — la fascia si adatta verso l'esterno grazie allo strappo.

2. Come indossarla

- 1 Mettiti in piedi ben eretto e rilassa le spalle.
- 2 Posiziona la fascia attorno alla zona lombare in modo che il bordo inferiore copra l'osso sacro e la parte centrale appoggi sulla colonna.
- 3 Chiudi la patta principale, poi stringi in modo uniforme le fasce laterali.
- 4 Controlla il respiro: la fascia deve dare un sostegno saldo, ma non deve ostacolare la respirazione.
- 5 Sedendoti allenta leggermente le fasce, alzandoti stringile di nuovo.



La fascia copre l'osso sacro e stabilizza la zona lombare.



La tensione si regola con le fasce laterali.

3. Per quanto tempo indossarle

- Di norma 2 – 3 ore al giorno, nei momenti di maggiore carico.
- Indossala quando stai a lungo in piedi o seduto, alla guida e sollevando pesi.
- Non indossarla tutto il giorno senza pause e non dormirci.
- La fascia aiuta a mantenere la schiena in una posizione più corretta, ma non sostituisce i muscoli del tronco — accanto a essa mantieni il tuo normale livello di movimento.

4. Risoluzione dei problemi

Che cosa succede	Causa	Soluzione
Camminando la fascia risale verso la vita	Posizionata troppo in alto o taglia troppo grande	Abbassala così che il bordo inferiore copra l'osso sacro; verifica la circonferenza dei fianchi
Respirazione difficoltosa	Stretta troppo	Allenta le fasce laterali di un livello
Lo strappo non tiene	Fibre e polvere nella fascia	Pulisci lo strappo con una spazzola asciutta; lava con le fasce chiuse
Fastidio da seduto	Stessa tensione di quando sei in piedi	Da seduto allenta leggermente, alzandoti stringi

5. Lavaggio e cura

- Lava a mano in acqua fredda con detergente delicato, con le fasce a strappo chiuse.
- Niente candeggina né ammorbidente. Asciuga all'aria, in piano.
- Non stirare e non asciugare sul termosifone.

In caso di lesione acuta alla schiena, dolore intenso o irradiato alla gamba, gravidanza e dopo un intervento alla colonna, decidi con il medico se indossarla.

6. Garanzia, cambio e reso

- 30 giorni per il rimborso — restituisci il prodotto nelle condizioni in cui l'hai ricevuto.
- Cambio taglia gratuito entro 90 giorni. Basta un'e-mail, senza scartoffie.
- Per cambio o reso scrivi a info@noriks.com indicando il numero d'ordine.

NORIKS · Le istruzioni valgono per il prodotto indicato nel titolo di questo documento. Domande e cambio taglia: info@noriks.com · noriks.com/it