

NORIKS FisioRest — dispositivo per il collo

Trazione, calore e massaggio a vibrazione in una sessione da 15 a 30 minuti.

Batteria	2500 mAh — fino a 2 ore di autonomia, circa 4 sessioni da 30 minuti
Ricarica	USB-C, 4 – 6 ore per la carica completa
Riscaldamento	Fino a 50 °C, tecnologia ThermoTrac
Sicurezza	Spegnimento automatico dopo 30 minuti
Sessione	15 minuti all'inizio, fino a 30 minuti in seguito

CERVIKALNA TRAKCIJA
VRAČA PRIRODNU KRIVULJU VRATA



NELLA CONFEZIONE

- 1 dispositivo FisioRest
- Cavo USB-C per la ricarica
- Istruzioni

AVVIO RAPIDO

1. Prima del primo utilizzo carica il dispositivo per 4 – 6 ore.
2. Sdraiati sulla schiena e appoggia il collo nell'alloggiamento, con la testa che pende liberamente all'indietro.
3. Tieni premuto il tasto per 5 secondi finché la spia non si accende; inizia con 15 minuti.

1. Prima del primo utilizzo


- 1 Collega il cavo USB-C in dotazione e carica il dispositivo per 4 – 6 ore.
- 2 Appoggia il dispositivo su una superficie piana e rigida — il letto è troppo morbido per una trazione corretta.
- 3 Togli collane, orecchini e occhiali.
- 4 Sdraiati sulla schiena e appoggia il collo nell'alloggiamento in memory foam.

2. Comandi


- **Accensione:** tieni premuto per 5 secondi il tasto del massaggio o del calore finché la spia non si accende.
- **Cambio livello:** con una breve pressione dello stesso tasto cambi l'intensità.
- **Spegnimento:** tieni di nuovo premuto il tasto per 5 secondi oppure attendi lo spegnimento automatico dopo 30 minuti.

TERAPIJA TOPLINOM

OPUSTITE NAPETE MIŠIĆE



Il collo appoggia nell'alloggiamento, la testa pende liberamente all'indietro.




KORAK 1: Napunite

Punite 2 sata priloženim adapterom i kablom



KORAK 2: Položite

Držite gumb „Auto“ 5 sekundi za pokretanje ciklusa topline + vibracije + trakcije.



KORAK 3: Opustite se

Ležite 15 minuta jednom ili dvaput dnevno.

Sigurnosna napomena: Uređaj se automatski isključuje nakon 30 minuta uporabe*

Calore, massaggio e trazione agiscono insieme.

3. Sessione

Periodo	Durata della sessione	Frequenza
Prima settimana	15 minuta	1 volta al giorno
Seconda settimana	20 minuta	1 volta al giorno
Dalla terza settimana	30 minuti (ciclo completo)	1 – 2 volte al giorno

Il ciclo completo di calore delicato, massaggio e trazione dura 30 minuti. All'inizio accorcia la sessione per far abituare il collo all'allungamento.

100,000+ ZADOVOLJNIH KUPACA



Ivana Horvat

Kupila sam jedan za sebe, a sin mi ga je posudio i pitao 'kakva je ovo čarolija i gdje mogu nabaviti jedan'

6d Sviđa mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij



Ana Marić

Imam ga tek nekoliko dana. Koristila sam ga oko tri puta prije spavanja i pustila da odradi tri ciklusa, otprilike 10 minuta. Vrat mi se već osjeća puno bolje.

4w Sviđa mi se Odgovori Sakrij

18



Marko Kovačević

Imam ga već više od godinu dana, koristim ga 2-3 puta dnevno i obožavam ga!

3w Sviđa mi se Odgovori Sakrij

13



Petra Novak

Ovaj jastuk mi je spasio vrat. Koristim ga svaku večer i odmah me uspava. Opušta me i masira vrat na svim pravim mjestima. Mala tvrtka, a odgovor im je gotovo trenutno.

8w Sviđa mi se Odgovori



Ivan Jurić

Bio sam nesiguran pri prvoj narudžbi. Toliko mi se svidio da sam odmah naručio još jedan i jedan za mamu. Ne mogu ga dovoljno preporučiti!

1d Sviđa mi se Odgovori Pošalji poruku Sakrij Uređeno



Marija Babić

Ovo je nevjerojatno! Stvarno pomaže kod ukočenosti. Ako ga koristim prije spavanja, budim se manje ukočena.

12w Ljubav Odgovori Sakrij

35



Sanja Vuković

Tek sam ga dobila. Da, stvarno je super. Preporučujem.

2w Ljubav Odgovori

11

Dopo la sessione alzati lentamente, girati prima su un fianco.

4. Risoluzione dei problemi

Che cosa succede	Causa	Soluzione
Il dispositivo non si accende	Batteria scarica o pressione del tasto troppo breve	Carica per 30 minuti e tieni premuto il tasto per 5 secondi pieni
Non si sente l'allungamento	Dispositivo su una superficie troppo morbida o collo troppo alto	Passa a una superficie rigida e abbassa le spalle fino al pavimento
Il calore si sente poco	Il dispositivo si sta ancora riscaldando	Il riscaldamento richiede qualche minuto; non coprire il dispositivo
Capogiro dopo la sessione	Ti sei alzato troppo in fretta	Resta sdraiato 1 – 2 minuti, girati su un fianco e poi alzati

Che cosa succede	Causa	Soluzione
La batteria si scarica in fretta	Uso costante del livello di calore più alto	Il calore consuma di più; usa il livello intermedio

5. Pulizia e conservazione

- Pulisci con un panno umido; non immergere mai il dispositivo in acqua e non lavarlo sotto il getto.
- Il rivestimento, se removibile, lavalo a mano in acqua fredda.
- Conserva in luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole. La batteria dura di più se il dispositivo non resta scarico per mesi.

Non usare il dispositivo se hai un pacemaker, dopo un intervento alla colonna cervicale, in caso di osteoporosi, dolore intenso o irradiato al braccio, ipertensione non controllata e in gravidanza — consulta prima il medico. Interrompi la sessione se avverti dolore, formicolio o nausea.

6. Garanzia, cambio e reso

- 30 giorni per il rimborso — restituisci il prodotto nelle condizioni in cui l'hai ricevuto.
- Cambio taglia gratuito entro 90 giorni. Basta un'e-mail, senza scartoffie.
- Per cambio o reso scrivi a info@noriks.com indicando il numero d'ordine.